



## การวิเคราะห์สารหนูในรูปต่างๆ ในปัสสาวะ ด้วยเครื่องแยกไอออนและวิเคราะห์มวลสารในสถานะของเหลว

ผู้จัดทำ กานติมา สิทธิเหล่าถาวร, รัฟพร สุคนธปฎิภาค

### บทนำ

สารหนู (Arsenic) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบได้ในรูปธาตุบริสุทธิ์หรือในรูปของสารประกอบอินทรีย์ของสารหนู และสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู สารหนูและสารประกอบของสารหนูส่วนใหญ่นั้นมีพิษร้ายแรง ก่อให้เกิดอาการต่อระบบร่างกายแทบทุกระบบ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบผิวหนัง ระบบหัวใจ และหลอดเลือด หากเราได้รับสารหนูในปริมาณสูงแบบเฉียบพลันสามารถทำให้เสียชีวิตได้ เราสามารถพบสารหนูปนเปื้อนอยู่ได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่น ปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำจากน้ำดื่ม น้ำบ่อบาดาล น้ำเสียจากเหมืองแร่ดีบุก เหมืองทอง ในอาหาร เช่น ข้าว อาหารทะเล ในยาลูกกลอน บุหรี่ หรือ สมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้การปนเปื้อนในอากาศของสารหนู สามารถเกิดขึ้นได้หากมีการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือถ่านหินจากแหล่งที่มีสารหนูปนเปื้อนอยู่

สารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู จะมีความเป็นพิษมากกว่าสารประกอบอินทรีย์ของสารหนู อะตอมของสารหนูนั้นจะพบได้อยู่ 2 Valencies คือแบบ Trivalent หรือ As (III) ซึ่งจะเรียกสารประกอบสารหนูพวกนี้ว่า อาร์เซไนต์ (Arsenite) และแบบ Pentavalent หรือ As (V) ซึ่งจะเรียกสารประกอบสารหนูพวกนี้ว่า อาร์เซเนต (Arsenate) สารประกอบของสารหนูในรูป As (III) มักจะมีพิษมากกว่าในรูป As (V)

เนื่องจากสารหนูจัดว่าเป็นสารแปลกปลอมในร่างกาย เราจึงสามารถนำการตรวจระดับสารหนูในร่างกายมาใช้เป็นการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการทำงานที่ต้องสัมผัสสารหนูได้ โดยองค์กร ACGIH แนะนำให้ทำการตรวจระดับสารหนูในปัสสาวะแต่ไม่แนะนำให้ทำการตรวจระดับสารหนูในเลือด เนื่องจากปกติแล้วสารหนูจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับสารหนูในเลือดมักจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้ว ดังนั้นค่าที่ตรวจได้จึงมักมีความผิดพลาดสูง

การตรวจหาระดับสารหนูในปัสสาวะ นิยมตรวจด้วยวิธีการตรวจระดับสารหนูอนินทรีย์ และเมตาบอไลต์ที่เกิดขึ้นโดยดับ การตรวจนี้จะทำการตรวจแยกดูเฉพาะระดับสารหนูในรูป

สารประกอบอนินทรีย์ทั้งหมดกับสารหนูในรูปสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ Monomethylarsonic acid (MMA), Dimethylarsinic acid (DMA), Arsenosugars, arsenobetaine (AsBt) และ Arsenocholine (AsC) โดยระดับความเป็นพิษจะขึ้นกับรูปฟอร์มที่เกิดขึ้น ซึ่งสารหนูในรูปเหล่านี้เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอไลซ์สารหนูอนินทรีย์ในร่างกายของมนุษย์ การตรวจด้วยวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาการเกิดผลที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก สารประกอบอินทรีย์ของสารหนูในกลุ่ม Arsenobetaine ที่พบในอาหารทะเลได้ เช่น ในเนื้อปลา (Fish) กุ้ง ปู (Shellfish) หอย (Mollusk) สาหร่ายทะเล (Seaweed) และซูชิ (Sushi) ซึ่งเป็นสารหนูในรูปสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่มีข้อมูลว่ามีความเป็นพิษ

ในกระบวนการเมตาบอไลซึม ของสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูในร่างกายมนุษย์นั้น สารประกอบในรูป As (V) จะสามารถเปลี่ยนแปลงแบบกลับไปมาเป็นสารประกอบในรูป As (III) ได้ สารประกอบในรูป As (III) จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยปฏิกิริยา Methylation เป็นสาร MMA และจากนั้นสาร MMA จะเปลี่ยนแปลงเป็นสาร DMA เป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งสารเหล่านี้ทุกชนิดจะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โดยจะขับออกมาในรูปสาร DMA มากที่สุด ลำดับความเป็นพิษของสารหนูจากมากไปน้อย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

$AsH_3 > As (III) > As (V) > MMA > DMA > AsBt, AsC$

โดยค่ามาตรฐานที่องค์กร ACGIH กำหนดไว้คือ ไม่เกิน 35  $\mu g$  As/L ในการศึกษารูปฟอร์มของสารหนู โดยทั่วไป มีขั้นตอนหลักที่สำคัญ 3 ขั้นตอน

### การเตรียมตัวอย่าง

ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากจะมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ที่อาจเกิดจากการสุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน การปนเปื้อน การระเหยเป็นไอ หรือการเปลี่ยนรูปฟอร์มมีสูงมากกว่าขั้นตอนอื่น ๆ โดยในการเตรียมตัวอย่างควรเลือกวิธีในการเตรียมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ สามารถคงสภาพของรูปฟอร์มเดิมไว้ได้

ซึ่งการเปลี่ยนรูปฟอร์มของสารหนูอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากค่าศักย์ไฟฟ้าหรือค่า pH ที่เปลี่ยนไป และในการเลือกใช้เครื่องมือทันสมัยในการสกัด ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนรูปของสารหนู โดยตัวสกัดที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสภาพตัวของรูปฟอร์มของธาตุ และวิธีที่ใช้ในการสกัด ซึ่งวิธีการสกัดอาจไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมในตัวอย่างทุกเมทริกซ์ เช่น หากมีการใช้ trifluoroacetic acid (TFA)/ alkaline solubilization ในการสกัด รีเอเจนต์ตัวนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยน oxidation state ของสารหนูอนินทรีย์ที่สกัดออกมาได้ โดย As(V) ถูกรีดิวซ์เป็น As(III)

### การแยกรูปฟอร์มของสารหนู

การวิเคราะห์รูปฟอร์มทางเคมีของสารหนู มักจะใช้เป็นเทคนิคคู่ควบ ซึ่งจะเป็นการนำเอาเทคนิคการแยกและการตรวจวัดรวมเข้าด้วยกัน การใช้เทคนิคทางโครมาโตกราฟีเชื่อมต่อกับ Inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP-MS) มักจะใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์รูปฟอร์มของสารหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความง่าย เชื่อถือได้ และให้ผลที่มีความเที่ยง โดยเทคนิคการแยกสารแบบโครมาโตกราฟีนั้นจำเป็นต้องใช้ระบบที่ปราศจากไอออนรบกวน เพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สารหนูที่มีลักษณะเป็นทั้งธาตุบริสุทธิ์ และรูปแบบสารประกอบอนินทรีย์ เครื่องมือโครมาโตกราฟีที่ปราศจากการรบกวนของไอออน จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการแยกดี รวดเร็ว และสามารถทวนซ้ำได้ โดยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีที่นำมาใช้ได้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัสดุส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ให้ปราศจากโลหะหรือแก้วทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดไอออนรบกวน ปัจจุบันถูกเรียกว่า Ion Chromatography (IC) เทคนิค IC เมื่อเทียบกับ Liquid Chromatography จะให้ความจำเพาะของปฏิกิริยา และความจำเพาะเจาะจงที่มากขึ้นสำหรับสารประกอบไอออนิก การไหลของเฟสเคลื่อนที่จะปราศจากโลหะ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของคอลัมน์ในการแลกเปลี่ยนไอออน นอกจากนี้เทคนิค IC สามารถแยกสารออกเป็น Anion และ Cation ซึ่งทำให้เกิดความจำเพาะต่อไอออนได้อีกทางหนึ่ง

### การตรวจวัดรูปฟอร์มของสารหนู

การตรวจวัดรูปฟอร์มของสารหนูจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สามารถตรวจวัดธาตุได้อย่างจำเพาะ และให้ความไวในการวิเคราะห์ที่ดีมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการเลือกวิธีในการตรวจวัด ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือตรวจวัดที่ต่อเชื่อมกับเทคนิคทางโครมาโตกราฟีได้ เช่น Flame atomic absorption spectrometry (FAAs), Graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAs), Atomic fluorescence spectrometry (AFs) แต่การใช้ ICP-MS มักจะถูกเลือกมาใช้งานเนื่องจากไม่เพียงแต่ให้ขีดจำกัดการตรวจวัด (Limit of Detections, LODs) ที่ดีในระดับนาโนกรัมต่อกรัม แต่ยังสามารถตรวจวัดได้หลายธาตุ และ

หลายไอโซโทปได้ในเวลาเดียวกัน โดยในงานนี้ทำการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูทั้งหมด และในรูปของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ทั้งหมด 5 ฟอร์ม ได้แก่ As (III), As (V), MMA, DMA, AsB ด้วยเครื่องแยกไอออนและวิเคราะห์มวลสารในสภาวะของเหลว Ion Chromatography (IC) ควบคู่กับ Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) ยี่ห้อ Thermo Scientific และเปรียบเทียบโครมาโทแกรมจากการใช้คอลัมน์เฉพาะระหว่าง IC และ HPLC เมื่อทำงานร่วมกับ ICPMS

### ขั้นตอนการวิเคราะห์



รูปที่ 1 แสดงเครื่อง ICP-MS และ IC

### ผลิตภัณฑ์ Thermo Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา

| พารามิเตอร์ | Value  |
|-------------|--|
| IC Column   | Ion PAC AS7, 2x250 mm (Dionex)   |
| HPLC Column | PRP-X100, 4.1x250 mm (Hamilton)  |
| Injection   | 25 µL  |
| Eluents     | A) 2 mM (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> in 1% CAN<br>B) 600 mM (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> |
| Type        | Gradient   |
| Flow Rate   | 0.7 mL/min   |

ตารางที่ 1 แสดงการตั้งค่าการตรวจวิเคราะห์ของ IC โดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โดยใช้คอลัมน์ IC และ HPLC

**ขั้นตอนที่ 1)** หาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการแยก As ในรูปฟอร์มต่าง และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการใช้คอลัมน์ IC, Dionex Ion Pac AS7 เทียบกับคอลัมน์ HPLC, PRP-X100 ที่สภาวะเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 2) วิเคราะห์หาปริมาณสารหนูในแต่ละรูปฟอร์ม โดยการเตรียมสารมาตรฐานของ Arsenic ได้แก่ Arsenic III (As3+), Monomethylarsonic acid (MMA), Dimethylarsinic acid (DMA), Arsenobetaine (AsBt) และ Arsenic V (As5+) โดยเตรียมใน Base urine เจือจาง 10 เท่าที่ผ่านการปั่นเหวี่ยงแล้ว โดยเตรียมความเข้มข้น 0-50 µg/mL ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง RM Urine Control, ยี่ห้อ ClinCheck® - Control, PT Intercomparison program 63, D-91054 Erlangen, Germany

ขั้นตอนที่ 3) วิเคราะห์หาสารหนูรวม (Total As) ในตัวอย่างปัสสาวะ PT Intercomparison program 63, D-91054 Erlangen, Germany โดยสร้างกราฟมาตรฐานในช่วงความเข้มข้น 0-50 µg/L


ในการเตรียมตัวอย่าง RM Urine Control, ยี่ห้อ ClinCheck® - Control, PT Germany และตัวอย่างปัสสาวะ นำตัวอย่างมาเจือจางด้วยน้ำกลั่น 10 เท่า ทำการผสมให้เข้ากัน ปั่นเหวี่ยงและกรองผ่านเมมเบรนฟิลเตอร์ชนิดไนลอนหรือเซลลูโลสอะซิเตทขนาด 0.45 µm จากนั้นนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IC ต่อพ่วงกับ ICP-MS

| พารามิเตอร์        | Value                           |
|--------------------|---------------------------------|
| Pump Tubing        | Viton                           |
| Spray Chamber      | Quartz, Cyclonic 27 °C          |
| Nebulizer          | Glass, Concentric               |
| Injection Type; ID | Quartz 2.5 มม.                  |
| Interface          | Ni Cone with High Matrix insert |
| RF Power           | 1,550 W                         |
| Cool Gas Flow      | 14 L/min                        |
| Aux Gas Flow       | 0.8 L/min                       |
| Neb Gas Flow       | 1.045 L/min                     |
| KED                | Helium (99.999%) 4.8 mL/min     |


ตารางที่ 2 แสดงการตั้งค่าเครื่อง ICP-MS

### ผลการวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 1) การวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหาสารหนูในแต่ละรูปฟอร์ม โดยเปรียบเทียบการใช้คอลัมน์ IC เทียบกับคอลัมน์ HPLC ผลของโครมาโทแกรมแสดงดังรูป




ภาพที่ 2 แสดงโครมาโทแกรมของสารหนูทั้ง 5 ฟอร์ม แยกผ่านคอลัมน์ Ion PAC AS7




ภาพที่ 3 แสดงโครมาโทแกรมของสารหนูทั้ง 5 ฟอร์ม แยกผ่านคอลัมน์ PRP-X100

จะเห็นว่าโครมาโทแกรมที่ได้จากคอลัมน์ IC เมื่อเปรียบกับ HPLC พิคที่ได้มีความสมมาตร (Gaussian shape) กว่า และใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่รวดเร็วกว่า โดยสารหนูทั้ง 5 ฟอร์ม ใช้เวลาในการวิเคราะห์ด้วยคอลัมน์ IC น้อยกว่า 300 วินาที


ขั้นตอนที่ 2) การวิเคราะห์สารหนูในแต่ละรูปฟอร์ม ด้วยเทคนิค IC ควบคู่กับ ICP-MS แสดงกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานของสารหนูในแต่ละฟอร์ม ตัวอย่างผลโครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ClinCheck® - Control และ PT D-91054 Erlangen, Germany




| f(x) = b*x + a |           |                        |        |                 |
|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|
| Parameter      | Value     | Confidence Delta at 90 | StdErr | Rel. StdErr [%] |
| b              | 599.617   | +/-5.493               | 3.972  | 0.662           |
| a              | 3.328     | +/-0.000               | 0.000  | 0.000           |
| R <sup>2</sup> | 0.999     |                        |        |                 |
| BEC            | 0.006 ppb |                        |        |                 |




| f(x) = b*x + a |           |                        |        |                 |
|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|
| Parameter      | Value     | Confidence Delta at 90 | StdErr | Rel. StdErr [%] |
| b              | 614.197   | +/-7.065               | 5.108  | 0.832           |
| a              | 0.000     | +/-0.000               | 0.000  | NaN             |
| R <sup>2</sup> | 0.999     |                        |        |                 |
| BEC            | 0.000 ppb |                        |        |                 |



| f(x) = b*x + a |           |                        |        |                 |
|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|
| Parameter      | Value     | Confidence Delta at 90 | StdErr | Rel. StdErr [%] |
| b              | 407.662   | +/-4.101               | 2.965  | 0.727           |
| a              | 0.000     | +/-0.000               | 0.000  | NaN             |
| R <sup>2</sup> | 0.999     |                        |        |                 |
| BEC            | 0.000 ppb |                        |        |                 |



| f(x) = b*x + a |           |                        |        |                 |
|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|
| Parameter      | Value     | Confidence Delta at 90 | StdErr | Rel. StdErr [%] |
| b              | 704.412   | +/-5.361               | 3.877  | 0.550           |
| a              | 39.078    | +/-0.000               | 0.000  | 0.000           |
| R <sup>2</sup> | 1.000     |                        |        |                 |
| BEC            | 0.055 ppb |                        |        |                 |



| f(x) = b*x + a |           |                        |        |                 |
|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|
| Parameter      | Value     | Confidence Delta at 90 | StdErr | Rel. StdErr [%] |
| b              | 718.033   | +/-7.398               | 5.297  | 0.738           |
| a              | 427.593   | +/-128.895             | 92.279 | 21.581          |
| R <sup>2</sup> | 1.000     |                        |        |                 |
| BEC            | 0.596 ppb |                        |        |                 |

รูปที่ 5 แสดงโครมาโตแกรมของสารหนูทั้ง 5 ฟอร์ม




| ฟอร์ม   | ค่าที่วิเคราะห์ได้<br>(µg/L) | ค่า Certified<br>(µg/L) |
|---------|------------------------------|-------------------------|
| AsBt    | 30.98                        | 23.0 - 34.6             |
| As(III) | N.D                          | N.D                     |
| DMA     | 44.97                        | 32.6 - 54.3             |
| MMA     | 7.98                         | 5.03 - 8.38             |
| As(V)   | 30.04                        | 25.4 - 42.3             |

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สารหนูแต่ละฟอร์มในตัวอย่างปัสสาวะ RM Urine Control, ยี่ห้อ ClinCheck® - Control

| ฟอร์ม   | ค่าที่วิเคราะห์ได้<br>(µg/L) | ค่า Certified<br>(µg/L) |
|---------|------------------------------|-------------------------|
| AsBt    | N.D                          | N.D                     |
| As(III) |                              |                         |
| #A      | 1.8                          | 1.0 - 2.2               |
| #B      | 13.9                         | 8.4 - 15.6              |
| DMA     |                              |                         |
| #A      | 9.8                          | 6.3 - 12.3              |
| #B      | 97.8                         | 77.8 - 107.8            |
| MMA     |                              |                         |
| #A      | 2.9                          | 1.4 - 3.2               |
| #B      | 22.6                         | 15.6 - 25.8             |
| As(V)   |                              |                         |
| #A      | 5.2                          | 2.3 - 5.9               |
| #B      | 37.4                         | 21.9 - 38.1             |

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สารหนูแต่ละฟอร์มในตัวอย่างปัสสาวะ PT Intercomparison programme 63, D-91054 Erlangen, Germany

ขั้นตอนที่ 3) การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูรวม (Total As) Isotope 75 ด้วยเครื่อง iCAP RQ ICPMS โดยกำจัด Polyatomic ด้วยแก๊ส He กราฟมาตรฐานที่ได้แสดงดังรูป 6



ตารางที่ 6 แสดงกราฟมาตรฐานของ <sup>75</sup>As

| Total As | ค่าที่วิเคราะห์ได้<br>(µg/L) | ค่า Certified<br>(µg/L) |
|----------|------------------------------|-------------------------|
| A        | 104.6                        | 75.2 - 105.2            |
| B        | 182.5                        | 145.8 - 196.2           |

ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ Total As ในตัวอย่าง PT Intercomparison programme 63, D-91054 Erlangen, Germany

### สรุปผลการวิเคราะห์

การวิเคราะห์นี้ ได้แสดงให้เห็นความสามารถของเทคนิคต่อช่วงระหว่าง IC กับ ICP-MS ในการแยกสารหนูแต่ละฟอร์มในตัวอย่างปัสสาวะ โดยสามารถแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องง่าย และรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบการใช้คอลัมน์ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับ IC จะพบว่าโครมาโตแกรมที่ได้มีความสมมาตร และสามารถแยกสารหนูแต่ละฟอร์มออกจากกันได้ดีกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า

ติดตามแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ที่ <https://www.scispec.co.th>



บริษัท ชายน์ สเปค จำกัด  
10 กาญจนานิกเชก ซอย 0010 แยกสอง  
เขตบางแค กทม. 10160  
โทร 02-454-8533



/scispec



@scispec

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC