



ASE 350

Accelerated Solvent Extractor

จุดเริ่มต้นของการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดจากตัวอย่างของแข็งหรือกึ่งของแข็ง

- สกัดโดยใช้ตัวละลายรวมกับการให้ความร้อนและแรงดัน
- สามารถผสมตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ
- สามารถใช้แทนการสกัดด้วยเทคนิค Soxhlet, Sonication หรือ แบบ Manual



Method EPA 3545A:
Pressurized Fluid Extraction (PFE) for
Base/ neutrals and acids (BNA), Pesticides,
PCBs, Dioxins, Diesel range organics (DRO)



Polymer

- Plasticizers
- Additives



Soil

- PCBs TPHs
- BTEXs PAHs
- Organotin
- Diesel



Food

- Phenolic Acids
- Acrylamide
- PCBs
- Pesticides
- Sulfonamide
- Dioxins
- Oil & Fat



บริษัท ชายน์ สเปค จำกัด
10 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยกสอง
เขตบางแค กทม. 10160
โทร 02 454 8533

thermo
scientific

Authorized Distributor



scispec



@scispec



<https://www.scispec.co.th>